

ラット/マウス用 ブレインスライサ



ブレインスライサ

脳の形にくりぬいたブロック内に脳サンプルを入れ、カミソリ刃を落とすだけで新鮮脳のスライスが得られます。ブロックには等間隔にスリットが刻まれているので、作業はとても簡単です。従来、脳スライスサンプルを作成する作業には経験を要し、個人の技量によりその厚さ等が異なるため実験上不都合なことがありましたが、このブレインスライサを使用することにより誰にでも再現性の高いスライスサンプルを作成することができるようになりました。

材質はアクリルです。

ラット用とマウス用を用意しております。

更に、コロナル(CORONAL)横切 とサジタル(SAGITTAL)縦切 の2タイプが用意されています。

また、専用ブレイド(安全性の片刃)TCB-100も準備しております。

材 質	対 象(体重)	スリット方向	スリット間隔	型 式
アクリル	ラット 175 ~ 300g	コロナル	1mm	MK-RC-01
		サジタル	1mm	MK-RS-01
	マウス	コロナル	1mm	MK-MC-01
		サジタル	1mm	MK-MS-01

ブレインスライサ用ブレイド(片刃)

TCB-100 (100 枚入)

外観及び仕様は改良のため予告なしに変更する場合がありますのでご了承願います。

MUROMACHI KIKAI CO., LTD.
室 町 機 械 株 式 会 社

本 社：〒103-0022 東京都中央区日本橋室町 4-2-1 TEL:03-3241-2444
大阪営業所：〒532-0012 大阪市淀川区木川東 4-5-3 オパル新大阪ビル TEL:06-6302-1277
福岡営業所：〒812-0053 福岡市東区箱崎 1-4-4 ラフィーネ箱崎 TEL:092-651-7750
E-mail : sales@muromachi.com URL <https://www.muromachi.com/>

販売代理店