

MODEL 1474 STEREOTAXIC DRILL

Model 1474 High Speed Stereotaxic Drill is a carrier mounted drill for placing holes in the skull at precise stereotaxic coordinates for electrodes, cannula or micro injections.

Model 1474 can be run at variable speed with dial or foot pedal control. The foot control speed range is from 0 - 45,000 rpm. Both the Micro Motor Control and foot pedal control have forward and reverse operation. Steady constant speed can be achieved with proper flip of the switch from foot to manual control.

Additional design features includes a quick change rotary chuck handpiece with DC motor housed within. This handpiece is distinguished from flex-ible shaft machines by higher speed performance and added flexibility. Standard collet size 1/8" and 3/32" are supplied. The handpiece is vibration-free, quiet running and lightweight.

(Drill bits are not supplied)

Model 1464 stereotaxic handpiece holder is included for easy attachment to any Kopf stereo-taxic manipulator. Spare pair of motor brushes and safety glasses are standard accessories supplied with this drill.

Optional Accessories

Model 1475 Stereotaxic Drill Press is a useful accessory designed to simplify drilling precision burr holes into the skull at precise stereotaxic coordinates.

Model 1474 Handpiece

Size: 6" overall length

5/8" grip diameter

1" motor diameter

1.75 amps (110V)

.75 amps (220V)

Weight: 7.5 ounces

SPECIFICATIONS

Standard Unit 110V

Model 1474-220

- 220V option available (specify at time of order)



外観及び仕様は改良のため予告なしに変更する場合がありますのでご了承願います。

MUROMACHI KIKAI CO., LTD.
室 町 機 械 株 式 会 社

本 社：〒103-0022 東京都中央区日本橋室町 4-2-1 TEL:03-3241-2444
大阪営業所：〒532-0012 大阪市淀川区木川東 4-5-3 オパル新大阪ビル TEL:06-6302-1277
福岡営業所：〒812-0053 福岡市東区箱崎 1-4-4 ラフィーネ箱崎 TEL:092-651-7750
E-mail : sales@muromachi.com URL <https://www.muromachi.com/>

販売代理店