


ラット・マウス兼用型トレッドミル (ベルト式強制走行装置) MK-685



本装置はラット・マウス兼用型のベルト式強制走行装置であり、疲労、栄養学の研究に不可欠な運動負荷試験を行うことができます。

主な特長

- ラット・マウス兼用型です。(ラット：1走路、マウス：2走路)
マウスで使用する際には、レーンに仕切板を設置します。
- コンパクトに設計されており設置に要するスペースが少なくてすみます。
- 本体の重量は約 11 kg、コントローラは約 1kg です。
- 走行速度はボリュームスイッチで設定します。
- オプションとして走路長調整板を準備しました。



コントローラ写真

仕 様	
走行レーン	ラット：1 走路 マウス：2 走路(仕切板を使用)
レーン長	380mm *オプションの走路長調整板を使用することにより、任意に長さを調整できます。
レーン高さ	135mm
レーン幅	ラット：100mm マウス：47mm
レーン傾斜	0～25°
電気刺激	OFF および 0.8～4.2mA 連続可変
走行速度	2～22m/min
外形寸法・重量	本 体：W400(最大幅:ジャッキ部分) W200 × D650 × H360mm 約 11kg コントローラ：W200 × D170 × H160mm 約 1kg
電源	100VAC 50/60Hz

標準構成	
走路本体(フタ・マウス用仕切り板を含む)	1
コントローラ	1
電源ケーブル	1
モータ動力ケーブル	1
電撃用ケーブル	1
フン尿受け	1
角度計	1

オプション
ラット用走路長調整板
マウス用走路長調整板

外観及び仕様は改良のため予告なしに変更する場合がありますのでご了承願います。

MUROMACHI KIKAI CO., LTD.
室 町 機 械 株 式 会 社

本 社：〒103-0022 東京都中央区日本橋室町 4-2-1 TEL: 03-3241-2444
大阪営業所：〒532-0012 大阪市淀川区木川東 4-5-3 オバル新大阪ビル TEL: 06-6302-1277
福岡営業所：〒812-0053 福岡市東区箱崎 1-4-4 ラフィーネ箱崎 TEL: 092-651-7750
E-mail: sales@muromachi.com URL: <https://www.muromachi.com/>

販売代理店