

ステレオタキシク・インジェクタ（マニュアル） SIM-155



SIM-155 は小動物用ステレオタキシク IMPACT-1000 シリーズのエレクトロード・マニピュレータに取り付けて使用できるマニュアル・タイプのステレオタキシク・インジェクタです。

主な特長

- ハミルトンシリンジの 700, 7000, ガスタイト・シリーズ(1-100ul のシリンジサイズ)が使用できます。
- 注入と吸引の両方に使用できます。
- ノブを 1 回転させるとシリンジのプランジャは 0.5 mm 進みます。
- IMPACT-1000 シリーズや他のステレオタキシク(一部商品を除く)にも取り付けが可能です。

<標準装備内訳>

インジェクタ x1、ステレオタキシク用シリンジホルダ x1、レンチ x2、

外観及び仕様は改良のため予告なしに変更する場合がありますのでご了承願います。

MUROMACHI KIKAI CO., LTD.
室 町 機 械 株 式 会 社

本 社：〒103-0022 東京都中央区日本橋室町 4-2-1 TEL:03-3241-2444
大阪営業所：〒532-0012 大阪市淀川区木川東 4-5-3 オパル新大阪ビル TEL:06-6302-1277
福岡営業所：〒812-0053 福岡市東区箱崎 1-4-4 ラフィーネ箱崎 TEL:092-651-7750
E-mail : sales@muromachi.com URL <https://www.muromachi.com/>

販売代理店