

Ugo Basile 社製 4-channel Multiplexing Pulse Booster for Stimulators

Cat. No. 3165



STIMULATORS

**Four in-vitro preparations
can be driven by a single
one-channel stimulator**

一般的な1ch Stimulatorには、電力、独立した出力接続、および事前設定された強度のパルスを送るための個別調整機能がありません。

本装置は、4チャンネルの多重化パルスブースターで、高電力（最大800 mA）を提供し、これらの欠点を未然に防ぐように設計されています。

また、あらゆる刺激装置の有用な補完として機能し、同時に最大4つの体外電極ペアに出力供給可能です。

3165は、定電流、単極性または双極性パルス、電流モニタリングを提供します。オプションのタイマー（№3175）で、パルスブースターがパルスを配信できるようにすることも可能です。

特 徴

- ◆高出力（最大800 mA、45V） ◆各チャンネルの独立した制御
- ◆独立した絶縁回路 ◆任意の刺激装置をブーストして、4つのターゲットにパルスを配信可能
- ◆極性と強度は自由に調整できます ◆干渉を排除

電源：115/230 V, 50/60 Hz, 30 W max

寸法：26 (w) x 30 (d) x 12 (h) cm

重量：4.4Kg

外観及び仕様は改良のため予告なしに変更する場合がありますのでご了承願います。

MUROMACHI KIKAI CO., LTD.
室 町 機 械 株 式 会 社

本 社: 〒103-0022 東京都中央区日本橋室町4-2-1 TEL:03-3241-2444
 大阪営業所: 〒532-0012 大阪市淀川区木川東4-5-3 オパル新大阪ビル TEL:06-6302-1277
 福岡営業所: 〒812-0053 福岡市東区箱崎1-4-4 ラフィネ箱崎 TEL:092-651-7750
 E-mail: sales@muromachi.com URL: <https://www.muromachi.com/>

販売代理店