

齋藤式マウス用握力測定装置
GRIP STRENGTH METER FOR MICE
MODEL MK-380M



東京大学薬学部名誉教授 齋藤 洋 先生 御指導

本装置は、動物を測定用の網上に置き、尾を手で水平に引いた時、動物の四肢が引かれた力に耐え切れず掴んだ網を離してしまうまでの最大の力（握力）を測定する為の装置です。バーに掴ませた状態で牽引を行う方法に比べ安定した測定が行えます。測定部と表示部が一体型のデザインで、測定時に装置が動いてしまうことのないよう十分な重量のステンレスベースを採用しました。

表示部及び操作スイッチは傾斜パネルに配置してあるため、見やすい位置で測定することができます。又、RS232C 出力ポートが標準装備されており、得られたデータをパーソナルコンピュータに転送することができます。

MUROMACHI KIKAI CO., LTD.

仕 様	
測 定 部	ステンレス製網 0. D. 0. 7mm 6mm 目 120 × 180 (mm)
操 作 部	傾斜パネル
表 示 部	LCD 4 桁 最大値又は瞬時値
検 出 器	ロードセル
最大計測範囲	50. 00N
計測精度	±0. 2% F. S.
表示周期	20 回/秒
使用電源	9VDC 0. 65A AC アダプタ 充電式
外形寸法	W350 × D250 × H85 (mm)
重 量	約 6. 5kg

標 準 構 成	
本体 (MK-380M)	1
測定用網	1
六角レンチ	1
RS-232C ケーブル	1
USB-シリアル変換ケーブル	1
データ受信ソフト (CD-ROM) * Windows 版	1

外観及び仕様は改良のため予告なしに変更する場合がありますのでご了承願います。

MUROMACHI KIKAI CO., LTD.
室 町 機 械 株 式 会 社

本 社 : 〒103-0022 東 京 都 中 央 区 日 本 橋 室 町 4-2-1 TEL:03-3241-2444
大 阪 営 業 所 : 〒532-0012 大 阪 市 淀 川 区 木 川 東 4-5-3 オハル新大阪ビル TEL:06-6302-1277
福 岡 営 業 所 : 〒812-0053 福 岡 市 東 区 箱 崎 1-4-4 ラフィーネ箱崎 TEL:092-651-7750
E-mail : sales@muromachi.com URL <https://www.muromachi.com/>

販売代理店