

Ugo Basile 社製 ガス麻酔システム

Cat. No. 21050

GAS ANESTHESIA



寸法cm : 26 (w) x 18 (d) x 26 (h)

本体重量 : 9kg

Ugo Basile社製New Gas Anesthesiaは、コンパクトなモジュール式システムです。別売の麻酔ガスフィルタや麻酔回路、マウスピース、麻酔箱等、幅広いオプション・アクセサリが利用可能です。通常麻酔手順には、導入麻酔と維持麻酔が必要になります。

Cat. No. 21050には、

・ 気化器1台 ・ デジタル流量計1個
が含まれています。

※実際の麻酔器の稼働には、システム構成品の他に麻酔薬、麻酔薬充填アダプタ、マウスピース、キャリアガスの供給装置(エアポンプやガスボンベ等)、麻酔箱等が別途必要になります。

システムNo 付属品	麻酔システム #21100	麻酔システム #21200	麻酔システム #21400	麻酔システム #21600
#21050麻酔器1台	○	○	○	○
回収フィルタ接続チューブ 1.8m	1本	2本	4本	6本
麻酔ガス回収フィルタ(F/Air)	2本	4本	8本	12本
加湿器付二分岐マニホールド		1		
4ch流量計			1	
6ch流量計				1

外観及び仕様は改良のため予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。

MUROMACHI KIKAI CO., LTD.
室 町 機 械 株 式 会 社

本 社: 〒103-0022 東京都中央区日本橋室町4-2-1 TEL:03-3241-2444
 大阪営業所: 〒532-0012 大阪市淀川区木川東 4-5-3 オパル新大阪ビル TEL:06-6302-1277
 福岡営業所: 〒812-0053 福岡市東区箱崎 1-4-4 ラフィネ箱崎 TEL:092-651-7750
 E-mail: sales@muromachi.com URL <https://www.muromachi.com/>

販売代理店