

“Digital Lab Standard” Stereotaxic Instrument Model 51900



Saves Time and Improves Accuracy

本装置はデジタルディスプレイが付属しているラット用ステレオタキシックです。

LED ディスプレイ上に XYZ の全ての軸それぞれで最小 10 μ m 単位での表示が可能ですので、座標を簡単に読むことができます。

また、ボタンひとつで任意のポイントを“0”点として、使用することが可能です。

オプションのマウスアダプタと交換することによりマウスにも使用できます。また、ブレイン・インフュージョン用にステレオタキシック・インジェクタを取り付けることもできます。

材 質	“U”フレーム & ベースプレート: アルミ合金 その他の部分: ステンレススチール
寸 法	ベースプレート: W255 x D350 mm
重 量	約 5 kg

* ディスプレイ部は含まず。

特長

- 読み取りが簡便な LED ディスプレイが付属しています。
 - 任意のポイントを“0”点に設定可能
 - ディスプレイの表示を設定可能
mm 表示単位：“0.01”, “0.1”で設定可能
- 豊富なアクセサリが用意されています。
 - Brain Infusion 用ステレオタキシク・インジェクタ
 - ALZET 浸透圧ポンプ用カニューラホルダ
 - ステレオタキシク・ドリル
 - ガス麻酔マスク
 - ステレオタキシク用体温コントロール・システム
- セカンドマニピュレータ(オプション)を取り付けることもできます。
- 超精密マニピュレータのタイプも対応可能です。

◎オプション



マウスアダプタ MA-625



デュアルタイプ

外観及び仕様は改良のため予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。

MUROMACHI KIKAI CO., LTD.
室 町 機 械 株 式 会 社

本 社：〒103-0022 東京都中央区日本橋室町 4-2-1 TEL:03-3241-2444
大阪営業所：〒532-0012 大阪市淀川区木川東 4-5-3 オパル新大阪ビル TEL:06-6302-1277
福岡営業所：〒812-0053 福岡市東区箱崎 1-4-4 ラフィーネ箱崎 TEL:092-651-7750
E-mail : sales@muromachi.com URL <https://www.muromachi.com/>

販売代理店