

# 小動物用麻醉器 MODEL MK-A110D

SMALL ANIMAL ANESTHETIZER



## Main Features

- ◆ 小動物の麻醉に適した0.5～5%の麻醉混合気を 長時間安定して供給 することができ 操作が容易、かつ日常の実験処理から長時間の手術まで広い範囲に応用可能です。
- ◆ 別売の麻醉ガス分割器を使用することにより、複数の動物に麻醉をかける事ができます。
- ◆ 卓上型・コンパクトサイズで、従来の麻醉器に比べさらに 持ち運びが容易です。
- ◆ 0.5L/minの低流量から使用でき、余剰ガスが最小限に抑えられます。
- ◆ 導入、覚醒がきわめて迅速で覚醒状態も良好です。
- ◆ 引火性がなく、エーテル麻醉に比べて安全です。
- ◆ 麻醉深度の調節が容易です。
- ◆ ガスボンベが無くとも、麻醉をかけられます。
- ◆ 麻醉薬充填時の誤注入や、薬液こぼしを防止する為、専用アダプタが付属した キーフィルタータイプです。

MUROMACHI KIKAI CO., LTD.

| 標準構成                   |       |
|------------------------|-------|
| 本体                     | 1     |
| 気化器(1個選択)              | 1     |
| * ボトルアダプタ付             |       |
| シリコンマウスピース(ラット or マウス) | 任意の2個 |
| 接続チューブ、コネクタ            | 各1式   |

| 気化器(任意の1ヶ) |
|------------|
| イソフルレン気化器  |
| セボフルレン気化器  |

| 仕様   |               |    |                      |
|------|---------------|----|----------------------|
| 流量   | 0.5 ~ 5 L/min | 外寸 | W240 × D200 × H310mm |
| 濃度   | 0 ~ 5%        | 重量 | 9.5 kg               |
| 充填容量 | 250ml (最大量)   | 電源 | 100VAC 7W            |

| オプション (別売)                       |                                                                 |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| シリコンマウスピース(SMP-*)                | ラット用マウス用ご指定ください。                                                |
| 旧タイプマウスピース<br>(MP-A, MP-B, MP-C) | MP-Aは動物の顔に対し、横置き形でガスを吸わせませす。<br>MP-B, Cは動物の顔に対し、縦置き形でガスを吸わせませす。 |
| エアタイトボックス                        | ボックスに入れたまま麻酔をかけられます。                                            |
| 麻酔箱(ミニ)                          | 約28×28×H20cm                                                    |
| 麻酔箱(スモール)                        | 約16×10×H10cm(チューブ部分含まず)                                         |
| 麻酔箱(ミドル)                         | 約25×10×H10cm(チューブ部分含まず)                                         |
| 麻酔箱(ミドル)                         | 約25×15×H20cm(チューブ部分含まず)                                         |
| 麻酔箱(ラージ)                         | 約25×20×H20cm(チューブ部分含まず)                                         |
|                                  | * 上記以外特注サイズはご相談下さい。                                             |
| 麻酔ガス8分割器                         | 1つのポートから最大8ポートまで分岐可能                                            |
| 酸素用フローメータ                        | 酸素を混合する場合に必要になります。<br>* 他種類のガス用流量計も御座います。                       |
| 余剰麻酔ガス回収装置                       | 室外排気ができないときに使用します。                                              |
| 麻酔ガス検知器                          | 麻酔ガス回収フィルタ交換時期を知らせます。                                           |



余剰麻酔ガス回収機



エアタイトボックス



麻酔箱スモール・ラージ



麻酔ガス検知器

# MUROMACHI KIKAI CO., LTD.

## 室町機械株式会社

本社: 〒103-0022 東京都中央区日本橋室町4-2-1 TEL:03-3241-2444  
 大阪営業所: 〒532-0012 大阪市淀川区木川東4-5-3 オパル新大阪ビル TEL:06-6302-1277  
 福岡営業所: 〒812-0053 福岡市東区箱崎1-4-4 ラフィネ箱崎 TEL:092-651-7750  
 E-mail: sales@muromachi.com URL: http://www.muromachi.com/

2021.02.01

販売代理店