

余剰麻酔ガス回収フィルタ AneTrap



本回収フィルタは、実験動物への“導入および維持麻酔時の余剰麻酔ガス”を吸着・除去するために使用します。

従来の回収フィルタに比べ、

- ・大容量の麻酔因子の回収が可能です。
- ・取付・交換が簡単で、内部吸着剤自体を交換する手間や、それにより手や衣服を汚したり、吸着剤交換時の粉塵を吸い込んだりする危険がありません。
- ・変換アダプタを使用することにより、室町機械製旧タイプの余剰麻酔ガス回収装置に取り付けることも可能です

回収重量：約400g

※麻酔薬1瓶(250cc) 分のガスを、本フィルタ×1本で回収することができます。

商品名	型式	入数
余剰麻酔ガス回収フィルタ	AneTrap	1本入り
余剰麻酔ガス回収フィルタ	AneTrap4	4本入り

外観及び仕様は改良のため予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。

MUROMACHI KIKAI CO., LTD.
室 町 機 械 株 式 会 社

本 社: 〒103-0022 東京都中央区日本橋室町4-2-1 TEL:03-3241-2444
大阪営業所: 〒532-0012 大阪市淀川区木川東4-5-3 オパール新大阪ビル TEL:06-6302-1277

E-mail: sales@muromachi.com URL <http://www.muromachi.com/>

販売代理店